




Nordic Sensi®Chair  
til patienter på  
somatiske afdelinger



## Stimuli til hospitalspatienter

Nordic Sensi®Chair er et non-farmakologisk hjælpemiddel til stimulering af sanserne. Den er velegnet til patienter med urolig eller udadreagerende adfærd, smerte, psykisk ubalance samt delirium. Kombinationen af Nordic Sensi®Chairs blide gyng bevægelser, basvibrationer og beroligende musik giver ro og afstressning.

Når Nordic Sensi®Chairs tre sensoriske gyngeprogrammer er i brug, suppleres gyng bevægelserne med beroligende musik fra MusiCure®, som musiker og komponist Niels Eje står bag. Musikken er specialkomponeret og har dokumenteret afstressende og beroligende effekt.

Mere end 20 års udvikling, studier og klinisk forskning udgør fundamentet for musikken, som er testet og dokumenteret af forskere på hospitaler. De kliniske studier samt anden dokumentation kan rekvireres hos Wellness Nordic.

**MusiCure®**  
MUSIC AS MEDICINE



Tilstanden delir rammer **10-30%** af somatisk indlagte patienter. Hos ældre patienter er tallet helt oppe på **50%**. Delir forværrer helbredstilstanden, forlænger indlæggelsen og øger mortaliteten. En indlæggelse på hospital er dyrt for det offentlige.



**Linette Thorn, specialeansvarlig intensivsygeplejerske, Intensiv Nord 2, Aarhus Universitets Hospital:**

”Vi anvender Nordic Sensi®Chair til at hjælpe delirøse og langtidsindlagte patienter, hvor sansestolen bidrager til variation og afveksling. Andre patienter bruger stolen for velvære og øget velbefindende. Alle stolens sensoriske programmer kommer i brug på afdelingen”.



LINDRING

RO

KOMFORT

BEVIDSTHED

TRIVSEL

## Gode resultater med Nordic Sensi®Chair på hospitaler

Somatiske hospitalsafdelinger, heriblandt:

- intensiv
- palliativ
- neurologisk
- geriatrisk
- medicinsk

anvender ofte Nordic Sensi®Chair som et tilbud til svækkede og/eller delirøse patienter. Sansestimuleringen tilbydes som en del af plejeplanen og giver patienterne mulighed for at opnå ro og hvile.

Stolen anvendes til at skabe ro hos patienter med urolig, udadreagerende og smertepræget adfærd samt til at forkorte tilstande af delir. Den anvendes også til at stimulere til øget arousal i opvågningen hos mere passive patienter.

Tilbagemeldinger fra hospitaler viser, at det ikke alene er patienterne, der har glæde af Nordic Sensi®Chair, men at den positive effekt på patienterne også smitter af på arbejdsmiljøet på afdelingen, som opleves som mere roligt.

Fleere danske hospitaler har udført case-studier, der påviser en positiv effekt af Nordic Sensi®Chair. Referencer kan rekvireres ved henvendelse til Wellness Nordic.



# Nordic Sensi®Chair– enkel og sikker at anvende

Nordic Sensi®Chair er udviklet i samarbejde med danske hospitaler specifikt til hospitalsbrug. Den imødekommer de særlige krav til hygiejne og sikkerhed, der findes i hospitalssektoren.



Armlænsbetrækkene er forberedt til anvendelse af hospitalsudstyr, f.eks. urinposer.

## Referencer

Nordic Sensi®Chair anvendes på en række danske hospitaler, bl.a. på Rigshospitalet, OUH Odense, OUH Svendborg, Glostrup Hospital og Aarhus Universitetshospital. Stolens stimuli anvendes typisk for at skabe øget bevidsthed, reducere uro, både motorisk og mentalt – men f.eks. også ved delir, søvnproblemer og uhensigtsmæssig adfærd.




Leg-positioner indgår i stolens standardudrustning.



AUX-port gør det muligt at tilslutte en ekstern lydkilde fra f.eks. en smartphone eller tablet.




Armstøtter kan åbnes eller tages af for at lette ind- og udstigning. Det giver sikkerhed og forbedrer arbejdsforhold ved eventuelle nødsituationer.




4 låsbare dobbelthjul gør stolen stabil, både under transport og anvendelse. Frihøjden gør det muligt at anvende mobil personløfter.




Fjernbetjeningen er monteret med en spiralledning, så bortkomst forhindres.



Den 6 cm høje madras i visko-elastisk, 2-komponent-skum fordeler trykket jævnt og sikrer høj komfort. Rengøring foregår med gængse rengøringsmidler eller ved desinfektion med alkohol-/kloropløsninger.



Det elastiske betræk, som har indvendige syninger, lægger sig tæt om madrassen.



Positionerings sæt med fire kiler, benrulle og strop sikrer korrekt position, sikkerhed og stabilitet. Fås som tilbehør.

# Wellness Nordic

Wellness Nordic A/S · Tinvej 20C · DK 3060 Espergærde  
Tlf. 3874 5450 · info@wellnessnordic.com · www.wellnessnordic.com



Nordic Sensi®Chair er CE-mærket efter MDR EN 2017/745/EU.

## Prøv Nordic Sensi®Chair

Kontakt os for at høre mere om Nordic Sensi®Chair eller aftale om gratis testperiode.